

2. Afnamemateriaal bloedbuizen SJKI

Type bloedbuis:	kleurcode stop:	aanvraagform.:	etiket buis:	SAP nr.:	Foto's:
serum tube met gel	rood		Vacurette CAT Serum Sep Clot Activator (low vacuum) 4mL, Greiner Ref. 455057	1370	
serum tube met gel	rood		Vacurette CAT Serum Sep Clot Activator 8 mL, Greiner Ref. 455071	1365	
serum tube	rood		Vacurette CAT Serum Clot Activator 4 mL, Greiner Ref. 454204	5863	
serum tube voor pediatie	oranje		Vacurette MiniCollect Z Serum Sep Clot Activator 0,5-0,8 mL, Greiner Ref. 450533	63175	

citraat tube	blauw	◆	Vacurette 9NC Coagulation sodium citrate 3,2% 3 mL, Greiner Ref. 454334	1369	
citraat tube voor pediatrie	blauw		Vacurette MiniCollect 9NC Coagulation sodium citrate 3,2% 1 mL, Greiner Ref. 450539	63303	
Li-heparine tube	groen	◀	Vacurette LH Lithium Heparin 9 mL, Greiner Ref. 455084	1366	
EDTA tube	roze	◆	BD Vacutainer, K2E 10.8 mg, ref 367941, 6.0 mL (Crossmatch)	6956	
EDTA tube	paars	●	Vacurette K3E K3EDTA 4 mL, Greiner Ref. 454021	1367	
EDTA tube voor pediatrie	paars		Vacurette MiniCollect K3E K3EDTA 1 mL, Greiner Ref. 450531	63302	

fluoride tube	grijs	▲	Vacurette FE Sodium Fluoride/K3EDTA 4 mL, Greiner Ref. 454033	1392	
STRECK	camouflage		Streck Cell-Free DNA BCT CE Ref. 15073345 (Illumina)	nvt	
bloedgasspuit		x	Blood Gas Sampling System 1-2 mL Ref. 3999599	3493	